

Katalog produktów

Światowej klasy ortezy
Opracowane i opatentowane w Szwajcarii



CHRISOFIX®

— *The flexi-fix healer* —

Spis treści

Ortezy palca i okolic śródręcza

REF_10 - Stabilizator szynowy palca (DIP+PIP) - plastyczny	11
REF_12 - Stabilizator szynowy na palec koślawy/ młotkowaty (DIP)	11
REF_26 - Orteza stawu MP	12
REF_28 - Orteza przy złamaniu V kości śródręcza	12
REF_16 - Orteza kciuka	12
REF_23-24 - Orteza kciuka - kciuk narciarza	12

Ortezy stawu siodełkowego przy chorobie zwyrodnienia stawów

REF_37-38 - Orteza stawu siodełkowego	13
---------------------------------------	----

Ortezy nadgarstka na zespół cieśni nadgarstka

REF_33_34 - Orteza nadgarstka na zespół cieśni nadgarstka	14
---	----

Dodatkowe ortezy nadgarstka

REF_53 - Uniwersalna szyna aktywna na nadgarstek i zespół cieśni nadgarstka	15
REF_31-32 - Uniwersalna orteza nadgarstka	16
REF_35-36 - Orteza na złamaną kość łódeczkową	16
REF_39 - Ulnaryzacyjna orteza nadgarstka	16
REF_70 - Orteza stabilizująca nadgarstek	16
REF_71 - Uniwersalna orteza spoczynkowa na nadgarstek i rękę (na stan zapalny ścięgna)	17
REF_73-74 - Orteza na niedowład (nadgarstek, ręka, kciuk)	17
REF_73-74 - Orteza na spastyczność (nadgarstek, ręka, kciuk)	17

Ortezy stawu łokciowego

REF_77 - Uniwersalna orteza na łokieć i nadgarstek 90°-110°	18
---	----

Ortezy spoczynkowe dla kończyn dolnych

REF_75 - Uniwersalna orteza spoczynkowa na stopę i kostkę	19
REF_78 - Uniwersalna orteza spoczynkowa	20
REF_82 - Uniwersalna orteza spoczynkowa na stopę i kostkę - z dostępem do pięty	20
REF_76 - Uniwersalna orteza spoczynkowa na kolano	20

Szyny infuzyjne

REF_40 - Szyna infuzyjna dla niemowląt i małych dzieci	21
REF_66 - Szyna infuzyjna dla dorosłych	22
REF_61 - Szyna do dializy	22
REF_62 - Szyna do infuzji tętniczej	22
REF_63 - Szyna na łokieć - infuzja dożylna	22
REF_67 - Szyna do kaniuli tętniczej promieniowej	22

Ortezy klatki piersiowej na kontuzje/ złamania żeber

REF_60 - Orteza żeber	23
-----------------------	----

Szyny pierwszej pomocy

REF_04 - Szyna usztywniająca pierwszej pomocy	25
---	----

Nakładki z możliwością dezynfekcji

REF_70 - Orteza nadgarstka	26
REF_71 - Uniwersalna nakładka spoczynkowa na nadgarstek i rękę (stan zapalny ścięgna)	26
REF_73-74 - Orteza na niedowład (nadgarstek, ręka, kciuk)	26
REF_79 - Uniwersalna szyna na łokieć 90°	26
REF_75 - Uniwersalna orteza spoczynkowa na stopę i kostkę	26
REF_76 - Uniwersalna orteza spoczynkowa na kolano	26

Porównanie z produktami tradycyjnymi


	 CHRISOFIX® TECHNOLOGIA CORRUGATECH	WYROBY WYKONANE TRADYCYJNĄ TECHNOLOGIĄ			
		Gipsy / Opatrunki gipsowe	Ortezy termoplastyczne	Tradycyjne / Tekstylne ortezy	Produkty elastyczne
Stabilne półkoliste usztywnienie	✓	✓	✓		
Stabilne okrężne usztywnienie	✓	✓	?		
Regulowana stabilność	✓	?	?	?	?
Gotowe do natychmiastowego użycia	✓			✓	✓
Dopasowywanie i modyfikacja	✓	✓	✓	✓	
Wielokrotna regulacja	✓			?	
Wielokrotnego użytku	✓			✓	✓
Lekka i wygodna konstrukcja	✓	?	?	✓	✓
Oszczędność czasu	✓			✓	✓
Przezierny dla promieniowania RTG	✓	?	?	✓	✓
Oddychający materiał	✓			✓	✓
Unieruchomienie na wysokim poziomie	✓	✓	✓		
Zachowanie czystości i higieny	✓			✓	✓
Prowadzenie fizjoterapii równoległe do leczenia	✓			?	?

⓪ Ograniczenia

Opis produktów


PREMIUM

Karbowany **rdzeń aluminiowy** osadzony w piance laminowanej bawełną (od wewnątrz) oraz piance polietylenowej pokrytej dodatkowo welurem (od zewnątrz), wyposażony w **tekstylne pasy mocujące**. Dzięki opatentowanej konstrukcji zapewniona jest wyjątkowa stabilność, nieosiągalna w przypadku innych produktów dostępnych na rynku, co umożliwia skuteczne zastosowanie terapeutyczne.




PREMIUM FORTE

Wersja PREMIUM FORTE, **rozszerzona o pasek zawierający aluminium**, w celu uzyskania większej stabilizacji. Stosowana wyłącznie w przypadku szczególnych wskazań medycznych.




PREMIUM FORTE PLUS

Wersja PREMIUM FORTE PLUS o zwiększonej stabilności, zapewnionej poprzez **zewnętrzną wkładkę usztywniającą** dodaną do ortezy. Stosowana wyłącznie w przypadku szczególnych wskazań medycznych.




SHELL

Produkt **bez pasów mocujących**.



POWŁOKA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI

Karbowany rdzeń aluminiowy osadzony w piance polietylenowej i obustronnie pokryty folią polietylenową. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko mycie, ale również dezynfekcję wyrobu, co czyni go odpowiednim do wielokrotnego użytku. Dostarczany bez pasów mocujących.



DZIECIĘCE ROZMIARY

Produkty oznaczone  są dostępne w małych rozmiarach przeznaczonych do zastosowań pediatrycznych.

STANDARD

Karbowany rdzeń aluminiowy osadzony w piance laminowanej bawełną (od wewnątrz) oraz w piance polietylenowej pokrytej folią polietylenową (od zewnątrz). Dzięki opatentowanej konstrukcji zapewniona jest unikalna stabilność podczas zastosowań terapeutycznych, niespotykana w żadnym innym produkcie dostępnym na rynku.

DO UŻYTKU DZIENNEGO

Zapewnia skuteczną, lecz łagodniejszą immobilizację objętego schorzeniem obszaru, umożliwiając jednocześnie swobodę ruchu w trakcie aktywności. W porównaniu do wersji nocnej/ spoczynkowej charakteryzuje się lżejszą konstrukcją oraz nieznacznie zmodyfikowanym kształtem, co pozwala na mniejsze ograniczenia i większą swobodę ruchu.


DO UŻYTKU NOCNEGO LUB PRZY ODPOCZYNKU

Zapewnia wyjątkową stabilność oraz bardzo silną immobilizację objętego schorzeniem obszaru. Może być stosowana zarówno w okresie spoczynku (nocą), jak i w ciągu dnia. Podczas dziennego użytkowania jej szczególne właściwości unieruchamiające mogą nieznacznie ograniczać niektóre aktywności, wspierając tym samym efektywny odpoczynek danego obszaru (np. palców lub nadgarstka).

Uwaga: Zarówno ortezy przeznaczone do stosowania „nocnego i w czasie odpoczynku”, jak i te przeznaczone do „użytku dziennego” zapewniają skuteczne łagodzenie objawów, nawet gdy są stosowane oddzielnie. W łagodnych przypadkach wystarczające może być noszenie jednej z wersji przez kilka godzin dziennie. W przypadkach o umiarkowanym nasileniu zalecamy stosowanie wersji „nocnej i przy odpoczynku”, natomiast w przypadkach ciężkich korzystne może być łączne stosowanie obu wersji – zarówno „nocnej i odpoczynkowej”, jak i „dziennej”.

Opis produktów


Stabilne półkoliste usztywnienie



PÓŁKOLISTE USZTYWNIENIE

Nasze ortozy premium z tekstylnymi pasami mocującymi zapewniają stabilne półkoliste usztywnienie, wykorzystując zalety karbowanego rdzenia aluminiowego. Wszystkie pasy wyposażone są w wysokiej jakości medyczny rzep.



Stabilne okrężne usztywnienie



OKRĘŻNE USZTYWNIENIE

Dzięki zastosowaniu karbowanego rdzenia aluminiowego zamiast standardowego płaskiego aluminium lub metalowych elementów usztywniających, wykorzystywanych w standardowych ortezach, Chrisofix® zapewnia unikalne, elastyczne i łatwo dopasowujące się unieruchomienie, przy zachowaniu stabilności porównywalnej z opatrunkiem gipsowym. Dlatego wielu specjalistów szpitalnych i lekarzy określa ortozy Chrisofix® jako prawdziwy, wygodny „gips leczniczy”.


Perforowany materiał



ODDYCHAJĄCY

Perforowany i lekki materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, zapobiegając nadmiernemu poceniu się i uczuciu swędzenia. Pacjenci, którzy doświadczyli wielu tygodni w opatrunkach gipsowych lub korzystali z niewygodnych tekstylno-metalowych lub termoplastycznych rozwiązań, odczuwają różnicę, jaką oferuje Chrisofix®, już od pierwszej minuty użytkowania.


Zachowanie higieny i czystości



ZACHOWANIE HIGIENY

Ortezy Chrisofix zapewniają wygodniejsze utrzymanie codziennej higieny oraz umożliwiają wcześniejsze rozpoczęcie fizjoterapii dzięki zachowanej mobilności. Szyny można szybko zdjąć, umyć i ponownie założyć w ciągu kilku minut. W niektórych modelach zastosowano dodatkowo tekstylną wewnętrzną nakładkę, która ułatwia skuteczne czyszczenie i pranie, a jednocześnie pozwala pacjentowi na noszenie ortozy nawet w trakcie prania wkładu.


Regulowana stabilność



STABILNA I PLASTYCZNA

Ortezy Chrisofix łączą oba rozwiązania. Karbowany rdzeń aluminiowy oraz system pasków zapewniają wysoki poziom unieruchomienia – porównywalny z opatrunkiem gipsowym – jednak dzięki technologii Corrugatech (karbowany aluminiowy metal) możliwe jest ich precyzyjne dopasowanie indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Efektywne i precyzyjne unieruchomienie




PRECYZYJNE UNIERUCHOMIENIE

Efektywna i indywidualnie dopasowana konstrukcja umożliwia skuteczne dostosowanie do różnych objawów i precyzyjne unieruchomienie w terapii konkretnych jednostek chorobowych.



Gotowe do użycia



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Gotowe do użycia, wstępnie uformowane produkty są wyposażone we wszystkie niezbędne elementy, w tym pasy mocujące i nakładki.

Dopasowanie i modyfikacje




URZĄDZENIE

CIEPŁO

WODA

Dopasowanie i ewentualna modyfikacja możliwa w ciągu jednej minuty – bez potrzeby użycia wody, podgrzewania ani dodatkowych urządzeń.


RTG- przezierne



RTG-
PRZEZIERNE

Specjalna pofalowana konstrukcja aluminiowa w połączeniu z medyczną pianką i tkaniną sprawia, że wszystkie ortezy Chrisofix są przezierne dla promieniowania rentgenowskiego – nie wymagają zdejmowania podczas wykonywania zdjęć RTG.

Specyfikacja materiału



Opatentowany produkt zapewniający stabilne, obwodowe unieruchomienie oraz idealne dopasowanie, jednocześnie gwarantując komfort użytkowania i szybkie zakładanie. Chrisofix Flexi-Fix Healer to skuteczne leczenie, ale również inteligentna profilaktyka.

Ortezy palca i okolic śródręcza



Dlaczego właśnie stabilizatory szynowe palca firmy Chrisofix®?

Koncepcja „funkcjonalnego” unieruchomienia, która minimalizuje ryzyko ograniczenia ruchomości palców oraz wspomaga łagodzenie bólu, została zrealizowana poprzez szeroki wybór stabilizatorów szynowych Chrisofix®. Zapewniają one doskonałą stabilizację, przy jednoczesnym precyzyjnym dopasowaniu i zachowaniu swobody ruchu w nieobjętych leczeniem stawach, co zapobiega przeprostom. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, ortezy Chrisofix® gwarantują odpowiednią stabilność, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości precyzyjnego dopasowania ich do anatomii pacjenta. To z kolei zapobiega występowaniu niepożądanych i niekomfortowych objawów, typowych dla źle dopasowanych ortez – takich jak ból spowodowany uciskiem czy podrażnienia skóry.

Stabilizator szynowy palca (DIP+PIP) - plastyczny - REF_10

PREMIUM

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zalecany do unieruchomienia stawów międzypaliczkowych bliższych (PIP) i dalszych (DIP) po urazach, przeciążeniach, uszkodzeniach więzadeł oraz przy niektórych złamaniach, a także w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawów (w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, dny moczanowej, chorób autoimmunologicznych) lub jako element rehabilitacji pooperacyjnej w określonych przypadkach. Plastyczna szyna palcowa Chrisofix® (wersja długa) umożliwia unieruchomienie palca w odpowiedniej i wymaganej pozycji – także innej niż anatomiczna (0°/wyprost), zapewniając stabilizację, komfort użytkowania oraz precyzyjne dopasowanie.



Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny	10 sztuk	100 sztuk
			REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXXS (dziecięcy mały)	4.3 cm	101 121 104	101 121 304	101 121 904
XXS (dziecięcy duży)	5.5 cm	102 121 104	102 121 304	102 121 904
S (mały)	6.5 cm	104 121 104	104 121 304	104 121 904
L (duży)	7.2 cm	108 121 104	108 121 304	108 121 904
XL (bardzo duży)	9.7 cm	109 121 104	109 121 304	109 121 904

Stabilizator szynowy na palec koślawy/ młotkowaty (DIP) - REF_12

PREMIUM

WSKAZANIA DO UŻYCIA

W wybranych przypadkach urazów lub zmian zwyrodnieniowych stawów, złamań opuszka palca, uszkodzeń ścięgien prostowników w obrębie dalszych paliczków, zmian zapalnych lub bólu w obrębie dalszego stawu międzypaliczkowego. Szyna na palec młotkowaty Chrisofix® zapewnia prawidłowe ustawienie palca oraz stabilizację, jednocześnie gwarantując komfort noszenia, swobodę ruchu w nieobjętych stawach oraz precyzyjne dopasowanie.



Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny	10 sztuk	100 sztuk
			REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
S (mały)	3 cm	124 121 101	124 121 301	124 121 901
M (średni)	4 cm	126 121 101	126 121 301	126 121 901
L (duży)	5 cm	128 121 101	128 121 301	128 121 901



Orteza stawu MP - REF_26

PREMIUM

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Do zastosowania w pierwszej pomocy (urazy sportowe) oraz we wstępnym leczeniu. Izolowane unieruchomienie (bez unieruchamiania nadgarstka) stawów śródręczno-palczkowych (MP) II-IV palca wraz z unieruchomieniem stawów międzypalczkowych bliższych (PIP) i dalszych (DIP). Zalecane w przypadku urazów, skręceń, stanów zapalnych, chorób zwyrodnieniowych oraz po zabiegach chirurgicznych.



Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny
XXS (dziecięcy duży)	< 7 cm	262 121 103
S (mały)	7 - 8 cm	264 121 103
L (duży)	8 cm <	268 121 103

Orteza przy złamaniu V kości śródręcza - REF_28

PREMIUM FORTE

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie V kości śródręcza, obejmujące staw śródręczno-palczkowy (MP) i staw nadgarstkowo-śródręczny (CMC), w przypadku urazów, skręceń w obrębie tego obszaru, złamań V kości śródręcza, a także po zabiegach operacyjnych i wstępnym unieruchomieniu opatrunkiem gipsowym. Stosowana również w rehabilitacji pooperacyjnej oraz w leczeniu pourazowym.



Rozmiar	PIP - staw palca V. - linia nadgarstka	REF / Numer referencyjny
S (mały)	< 10.5 cm	284 121 186
M (średni)	10.6 - 11.9 cm	286 121 186
L (duży)	12 cm <	288 121 186

Orteza kciuka - REF_16

PREMIUM FORTE

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Pierwsza pomoc/ unieruchomienie stawu śródręczno-palczkowego (podstawnego) kciuka w przypadku urazów (naciągnięcia lub skręcenia), po zabiegach operacyjnych, w stanach zapalnych lub w chorobach zwyrodnieniowych. W przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu siodełkowego należy zastosować odpowiednią ortezę: Chrisofix® – ortezę do leczenia zwyrodnienia stawu siodełkowego.



Rozmiar	PIP - linia nadgarstka	REF / Numer referencyjny
XXS (dziecięcy duży)	< 7 cm	162 121 187
S (mały)	7 - 8 cm	164 121 187
M (średni)	8 - 9 cm	166 121 187
L (duży)	9 cm <	168 121 187

Orteza kciuka - kciuk narciarza - REF_23-24

PREMIUM FORTE

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie stawu śródręczno-palczkowego I (I.MCP) w przypadku urazów, skręceń (np. „kciuka narciarza”). Częściowe unieruchomienie stawu siodełkowego kciuka, zalecane do stosowania w ciągu dnia. Dodatkowo rekomendowana przy różnego rodzaju urazach i skręceniach stawu MCP kciuka, w rehabilitacji po złamaniach oraz jako uzupełnienie odpowiednich procedur chirurgicznych w obrębie stawu MCP kciuka – zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego.



Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny	
		Prawa	Lewa
S (mały)	< 8 cm	234 121 186	244 121 186
M (średni)	8 - 9 cm	236 121 186	246 121 186
L (duży)	9 cm <	238 121 186	248 121 186



Ortezy stawu siodełkowego przy chorobie zwyrodnienia stawów, rizarozie oraz zespole de Quervaina



Dlaczego ortezy stawu siodełkowego firmy Chrisofix®?

W zachowawczym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu siodełkowego (czyli bez interwencji chirurgicznej) kluczowe znaczenie ma unieruchomienie bolesnego i zdeformowanego stawu w prawidłowej pozycji. W przebiegu rizarozie dochodzi do wypuklenia struktur kostnych tworzących staw siodełkowy, co powoduje, że stosowanie sztywnych, niemodyfikowalnych ortez może prowadzić do problemów związanych z niedokładnym dopasowaniem. Dzięki specjalnej, innowacyjnej konstrukcji ortez Chrisofix® na staw siodełkowy, aluminiowy rdzeń stanowiący szkielet ortezy zapewnia odpowiednią stabilizację, jednocześnie umożliwiając precyzyjne i indywidualne dopasowanie do anatomii pacjenta.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu siodełkowego, która często wiąże się z opisanymi wcześniej deformacjami. Źle dopasowana orteza może powodować dolegliwości uciskowe, takie jak ból i podrażnienia skóry w miejscu zniekształcenia. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji, ortezy Chrisofix® gwarantują dokładne dopasowanie, skutecznie zapobiegając występowaniu niepożądanych i uciążliwych objawów związanych z niewłaściwym użytkowaniem ortezy.

Orteza stawu siodełkowego - REF_37-38

PREMIUM FORTE

- Z WKŁADKĄ



WSKAZANIA DO UŻYCIA

Wersja ortezy na staw siodełkowy przeznaczona do stosowania nocnego służy do unieruchomienia stawu podstawnego kciuka (MCP) oraz stawu siodełkowego (CMC). Może być z powodzeniem stosowana w przypadkach choroby zwyrodnieniowej stawu siodełkowego jako szyna nocna, a także w celu unieruchomienia kości śródręcza kciuka lub stawu siodełkowego po urazach, skręceniach, a nawet w fazie rehabilitacji po złamaniach. Produkt ten rekomendowany jest również w leczeniu zespołu de Quervaina. Może być stosowany jako uzupełnienie leczenia operacyjnego złamań kości śródręcza kciuka, takich jak złamania Bennetta, Rolanda czy Wintersteina. Istnieje również możliwość noszenia ortezy w ciągu dnia.

Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny	
		Prawa	Lewa
XXXS (dziecięcy mały)	< 5 cm	371 121 172	381 121 172
XXS (dziecięcy duży)	5 - 6 cm	372 121 172	382 121 172
XS (ekstra mały)	6 - 7 cm	373 121 172	383 121 172
S (mały)	7 - 8 cm	374 121 172	384 121 172
M (średni)	8 - 9 cm	376 121 172	386 121 172
L (duży)	9 cm <	378 121 172	388 121 172

Ortezy nadgarstka na zespół cieśni nadgarstka



Dlaczego właśnie ta orteza firmy Chrisofix® na zespół cieśni nadgarstka?

W zachowawczym leczeniu zespołu cieśni nadgarstka (czyli bez interwencji chirurgicznej), kluczowe znaczenie ma unieruchomienie nadgarstka w odpowiedniej pozycji, co pozwala na zmniejszenie ucisku na nerw pośrodkowy i złagodzenie dolegliwości bólowych. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, orteza na zespół cieśni nadgarstka Chrisofix® stabilizuje nadgarstek w optymalnym ułożeniu, co maksymalizuje efekt redukcji ucisku na nerw i prowadzi do zmniejszenia objawów takich jak ból, mrowienie czy drętwienie. Aluminiowy rdzeń stanowiący szkielet ortozy zapewnia odpowiednią stabilność, a jednocześnie umożliwia jej precyzyjne dopasowanie do indywidualnej anatomii pacjenta.

Ponadto, podobnie jak w przypadku ortez Chrisofix® na staw siodełkowy, ich zaawansowana konstrukcja zapobiega niepożądanym objawom wynikającym z niewłaściwego dopasowania, takim jak dolegliwości bólowe spowodowane uciskiem czy podrażnienia skóry.

Orteza nadgarstka na zespół cieśni nadgarstka - REF_33-34 PREMIUM FORTE - Z WKŁADKĄ



WSKAZANIA DO UŻYCIA

Wersja nocna ortozy na zespół cieśni nadgarstka Chrisofix® służy do unieruchomienia nadgarstka w odpowiedniej pozycji, w celu łagodzenia objawów zespołu cieśni nadgarstka podczas snu. Rekomendowana jest również do stosowania w przypadkach zapalenia pochewek ścięgniastych (tenosynovitis), chorób zwyrodnieniowych oraz zapalnych stanów stawu nadgarstkowego. Może być także stosowana w przypadku bólu lub urazu nadgarstka (np. skręcenia, uszkodzenia więzadeł), jak również po zabiegach operacyjnych w obrębie nadgarstka lub po zdjęciu unieruchomienia gipsowego. Orteza nocna zapewnia wysoki poziom stabilizacji i skuteczne unieruchomienie, co jest niezbędne w procesie leczenia. Może być również stosowana w ciągu dnia.

Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny	
		Prawa	Lewa
S (mały)	< 8 cm	334 111 175	344 111 175
M (średni)	8 - 9 cm	336 111 175	346 111 175
L (duży)	9 cm <	338 111 175	348 111 175



Dodatkowe ortezy nadgarstka



Ból nadgarstka to powszechna dolegliwość o wielu możliwych przyczynach. Może znacząco obniżyć komfort życia, zwłaszcza u osób prowadzących aktywny tryb życia i intensywnie korzystających z technologii cyfrowych oraz urządzeń mobilnych.

Bóle nadgarstka wywołane zmianami zwyrodnieniowymi częściej dotyczą osób starszych, jednak problemy w tej okolicy mogą również występować u osób aktywnych fizycznie i uprawiających sport. Nadmierne obciążenia związane z pracą fizyczną, codziennymi obowiązkami domowymi czy długotrwałym użytkowaniem smartfonów i komputerów mogą prowadzić do rozwoju zespołu cieśni nadgarstka, który objawia się piekącym, drętwiejącym bólem palców – szczególnie nasilającym się w nocy. Przebyte urazy, złamania czy stany pooperacyjne również mogą skutkować dolegliwościami wymagającymi leczenia i unieruchomienia nadgarstka. W przypadku wystąpienia bólu w obrębie nadgarstka, odpowiednio dobrana orteza ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia objawów i wspomagania procesu leczenia. Chrisofix® oferuje szeroki wybór ortez nadgarstka, dostosowanych do różnych chorób i potrzeb terapeutycznych. Ortezy te zapewniają wysoki standard stabilizacji, komfortu użytkowania oraz skuteczności terapeutycznej.

Uniwersalna szyna aktywna na nadgarstek i zespół cieśni nadgarstka - REF_53 PREMIUM FORTE

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Dzienna wersja ortezy Chrisofix® na zespół cieśni nadgarstka służy do unieruchomienia nadgarstka w optymalnej pozycji, co pozwala na łagodzenie objawów w ciągu dnia. Rekomendowana jest również do stosowania w przypadku zapalenia pochewek ścięgniastych, zmian zwyrodnieniowych, stanów zapalnych nadgarstka oraz innych schorzeń o charakterze przeciążeniowym. Orteza może być stosowana także w przypadku bólu nadgarstka, urazów (np. skręceń, naciągnięć więzadeł), po zabiegach chirurgicznych w obrębie nadgarstka lub po zdjęciu opatrunku gipsowego. Dzienna orteza zapewnia wysoki poziom stabilizacji i skuteczne unieruchomienie, jednocześnie umożliwiając swobodne wykonywanie wielu codziennych czynności. Może być też stosowana w porze nocnej.



Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny
S (mały)	< 8 cm	534 111 181
M (średni)	8 cm <	536 111 181

Uniwersalna orteza nadgarstka - REF_31-32

PREMIUM

WSKAZANIA DO UŻYCIA

- Z WKŁADKĄ

Unieruchomienie i/lub stabilizacja nadgarstka w przypadku urazów (np. skręceń), po zabiegach operacyjnych oraz po zdjęciu unieruchomienia gipsowego. Stosowana również w leczeniu zachowawczym stanów zapalnych i chorób zwyrodnieniowych nadgarstka (bez kciuka).



Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny	
		Prawa	Lewa
S (mały)	< 8 cm	314 111 105	324 111 105
M (średni)	8 - 9 cm	316 111 105	326 111 105
L (duży)	9 cm <	318 111 105	328 111 105

Orteza na złamaną kość łódeczkowatą - REF_35-36

PREMIUM FORTE

WSKAZANIA DO UŻYCIA

- Z WKŁADKĄ

Orteza Chrisofix® na kość łódeczkowatą może być stosowana jako uzupełnienie leczenia operacyjnego złamań kości łódeczkowatej lub po zabiegach rekonstrukcyjnych w przypadku stawu rzekomego tej kości.



Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny	
		Prawa	Lewa
S (mały)	< 8 cm	354 111 182	364 111 182
M (średni)	8 - 9 cm	356 111 182	366 111 182
L (duży)	9 cm <	358 111 182	368 111 182

Ulnaryzacyjna orteza nadgarstka - REF_39

PREMIUM

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie nadgarstka w przypadku skręceń, złamań, po zabiegach operacyjnych lub po wstępnym unieruchomieniu gipsiem. Leczenie zachowawcze zapaleń ścięgien i pochewek ścięgnistych (bez kciuka), a także w chorobach zwyrodnieniowych i zapalnych stawu nadgarstkowego. Terapia wspomagająca w leczeniu dystrofii współczulnej odruchowej (zespół Sudecka). Czasowe unieruchomienie w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej.



Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny
XXS (dzieci duży)	< 7 cm	392 111 107
S (mały)	7 - 8 cm	394 111 107
M (średni)	8 - 9 cm	396 111 107
L (duży)	9 cm <	398 111 107

Orteza stabilizująca nadgarstek - REF_70

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie nadgarstka po urazach (np. skręceniach), operacjach oraz po zastosowaniu opatrunku gipsowego. Leczenie zachowawcze w przypadku zapalenia ścięgien, stanów zapalnych i chorób zwyrodnieniowych nadgarstka – również jako orteza spoczynkowa. Stosowana także w trakcie rehabilitacji po operacjach ręki.



POWŁOKA Z MOŻLIWOŚCIĄ
DEZYNFEKCJI - strona 26.

Rozmiar	Szerokość dłoni	PREMIUM	SHELL
		REF / Numer referencyjny	
XXS (dzieci mały)	< 5 cm	701 111 106	701 111 146
XXS (dzieci duży)	5 - 5.9 cm	702 111 106	702 111 146
XS (ekstra mały)	6 - 6.9 cm	703 111 106	703 111 146
S (mały)	7 - 7.9 cm	704 111 106	704 111 146
M (średni)	8 - 9 cm	706 111 106	706 111 146
L (duży)	9 cm <	708 111 106	708 111 146



Uniwersalna orteza spoczynkowa na nadgarstek i rękę (na stan zapalny ścięgna) - REF_71

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie lub stabilizacja nadgarstka, dłoni i palców długich po urazach (np. skręceniach), zabiegach operacyjnych oraz po zdjęciu unieruchomienia gipsowego. Leczenie zachowawcze w przypadku zapalenia ścięgien, stanów zapalnych oraz zwyrodnieniowych obejmujących nadgarstek, dłoń i palce długie – również jako orteza spoczynkowa. Stosowana w fazie rehabilitacji po operacjach ręki.



POWŁOKA Z MOŻLIWOŚCIĄ
DEZYNFEKCJI - strona 26.

Rozmiar	Długość dłoni	PREMIUM FORTE - Z WKŁADKĄ	SHELL
		REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXXS (dziecięcy mały)	< 5 cm	711 111 176	711 111 146
XXS (dziecięcy duży)	5 - 5.5 cm	712 111 176	712 111 146
XS (ekstra mały)	5.5 - 6 cm	713 111 176	713 111 146
S (mały)	6 - 8 cm	714 111 176	714 111 146
M (średni)	8 - 9 cm	716 111 176	716 111 146
L (duży)	9 cm <	718 111 176	718 111 146

Orteza na niedowład (nadgarstek, ręka, kciuk) - REF_73-74

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie lub stabilizacja nadgarstka, dłoni, palców długich oraz kciuka po urazach (np. skręceniach), zabiegach operacyjnych oraz po zdjęciu unieruchomienia gipsowego. Leczenie zachowawcze w przypadku zapalenia ścięgien, stanów zapalnych i zwyrodnieniowych w obrębie nadgarstka, dłoni, palców długich i kciuka – również jako orteza spoczynkowa. Stosowana w fazie rehabilitacji po operacjach ręki. Zalecana także u pacjentów z niedowładami kończyny górnej.



Rozmiar	Długość dłoni	PREMIUM FORTE - Z WKŁADKĄ REF / Numer referencyjny		SHELL REF / Numer referencyjny	
		Prawa	Lewa	Prawa	Lewa
XS (bardzo mały)	< 6 cm	733 111 179	743 111 179	733 111 149	743 111 149
S (mały)	6 - 8 cm	734 111 179	744 111 179	734 111 149	744 111 149
M (średni)	8 - 9 cm	736 111 179	746 111 179	736 111 149	746 111 149
L (duży)	9 cm <	738 111 179	748 111 179	738 111 149	748 111 149

POWŁOKA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI - strona 26.

Orteza na spastyczność (nadgarstek, ręka, kciuk) - REF_73-74

PREMIUM FORTE PLUS - Z WKŁADKĄ

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie lub stabilizacja nadgarstka, dłoni, palców długich oraz kciuka po urazach (np. skręceniach), zabiegach operacyjnych oraz po zdjęciu unieruchomienia gipsowego. Leczenie zachowawcze w przypadku zapalenia ścięgien, stanów zapalnych oraz chorób zwyrodnieniowych w obrębie nadgarstka, dłoni, palców długich i kciuka – również jako orteza spoczynkowa. Stosowana w fazie rehabilitacji po operacjach ręki. Zalecana również u pacjentów ze spastycznością kończyny górnej.



Rozmiar	Długość dłoni	REF / Order number	
		Prawa	Lewa
XS (bardzo mały)	< 6 cm	733 111 159	743 111 159
S (mały)	6 - 8 cm	734 111 159	744 111 159
M (średni)	8 - 9 cm	736 111 159	746 111 159
L (duży)	9 cm <	738 111 159	748 111 159



Ortezy stawu łokciowego



Unieruchomienie łokcia może być konieczne po urazie, operacji lub w wyniku przeciążeń i nadwyrężeń. W takich przypadkach kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej stabilizacji, jednak równie istotne jest, aby orteza zapewniała komfort użytkowania, gdyż unieruchomienie stawu łokciowego jest samo w sobie stanem bardzo niekomfortowym.

Ortezy łokciowe Chrisofix® spełniają oba te wymagania, a w naszej ofercie znajduje się również model umożliwiający kontrolowany zakres ruchu łokcia, gdy jest to wskazane.

Uniwersalna orteza na łokieć i nadgarstek 90°-110° - REF_77

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Unieruchomienie łokcia po urazach oraz zabiegach operacyjnych w obrębie stawu łokciowego, a także w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych tego stawu – również jako orteza nocna.



Rozmiar	Łokieć - nasada palców	PREMIUM FORTE - Z WKŁADKĄ	SHELL
		REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXXS (dziecięcy mały)	< 20 cm	771 111 177	771 111 147
XXS (dziecięcy duży)	20 - 22 cm	772 111 177	772 111 147
XS (ekstra mały)	22 - 26 cm	773 111 177	773 111 147
S (mały)	26 - 30 cm	774 111 177	774 111 147
M (średni)	30 - 34 cm	776 111 177	776 111 147
L (duży)	34 cm <	778 111 177	778 111 147

POWŁOKA Z MOŻLIWOŚCIĄ
DEZYNFEKCJI - strona 26.



Ortezy spoczynkowe dla kończyn dolnych



Ortezy spoczynkowe rekomendowane są, jeśli istnieje konieczność unieruchomienia stawu skokowego, stopy i/lub kolana w następstwie urazu, zabiegu operacyjnego lub na skutek przeciążeń mechanicznych. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej stabilizacji i zastosowanie ortezy, która oprócz funkcji unieruchamiającej zapewni również komfort użytkowania — unieruchomienie kończyny dolnej samo w sobie stanowi bowiem znaczne obciążenie dla pacjenta.

Uniwersalna orteza spoczynkowa na stopę i kostkę - REF_75

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Krótkoterminowe unieruchomienie stopy i/lub stawu skokowego w okresie odpoczynku, po urazach i/lub zabiegach operacyjnych.



Rozmiar	Długość stopy	PREMIUM - Z WKŁADKĄ	SHELL
		REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXXS (dziecięcy mały)	< 18 cm	751 111 194	751 111 144
XXS (dziecięcy duży)	18 – 20 cm	752 111 194	752 111 144
XS (ekstra mały)	20 – 22 cm	753 111 194	753 111 144
S (mały)	23 – 24.5 cm	754 111 194	754 111 144
M (średni)	25 – 27.5 cm	756 111 194	756 111 144
L (duży)	27.5 cm <	758 111 194	758 111 144

POWŁOKA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI - strona 26.



Uniwersalna orteza spoczynkowa - REF_78

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Krótkoterminowe unieruchomienie (na czas odpoczynku) stawu kolanowego, skokowego oraz stopy po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych.



Rozmiar	Długość ortezy	PREMIUM	SHELL
		REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
S (small)	56 cm	784 111 104	784 111 144
M (medium)	67 cm	786 111 104	786 111 144
L (large)	76 cm	788 111 104	788 111 144

Uniwersalna orteza spoczynkowa na stopę i kostkę - z dostępem do pięty - REF_82

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Krótkoterminowe unieruchomienie (na czas odpoczynku) stawu kolanowego, skokowego oraz stopy po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych.



Rozmiar	Długość stopy	PREMIUM - Z WKŁADKĄ	SHELL
		REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXXS (dziecięcy mały)	< 18 cm	821 111 193	821 111 143
XXS (dziecięcy duży)	18 – 20 cm	822 111 193	822 111 143
XS (ekstra mały)	20 – 22 cm	823 111 193	823 111 143
S (mały)	23 – 24.5 cm	824 111 193	824 111 143
M (średni)	25 – 27.5 cm	826 111 193	826 111 143
L (duży)	27.5 cm <	828 111 193	828 111 143

Uniwersalna orteza spoczynkowa na kolano - REF_76

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Krótkoterminowe unieruchomienie (na czas odpoczynku) stawu kolanowego po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych.



POWŁOKA Z MOŻLIWOŚCIĄ
DEZYNFEKCJI - strona 26.

Rozmiar	Długość szyny	PREMIUM - Z WKŁADKĄ	SHELL
		REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXXS (dziecięcy mały)	36 cm	761 111 194	761 111 144
XXS (dziecięcy duży)	43 cm	762 111 194	762 111 144
XS (ekstra mały)	50 cm	763 111 194	763 111 144
S (mały)	56 cm	764 111 194	764 111 144
M (średni)	67 cm	766 111 194	766 111 144
L (duży)	76 cm	768 111 194	768 111 144



Szyny infuzyjne



Podawanie leków lub płynów za pośrednictwem kaniuli tętniczej lub żyłnej stanowi integralny element opieki szpitalnej i ambulatoryjnej. Dla skuteczności terapii kluczowe znaczenie ma stabilne utrzymanie pozycji kaniuli zarówno w trakcie, jak i pomiędzy sesjami terapeutycznymi, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pacjenta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dializ, kiedy pacjenci poddawani są zabiegom 2–3 razy w tygodniu, a każda sesja trwa kilka godzin.

Ortezy infuzyjne Chrisofix® stanowią doskonałe rozwiązanie w takich sytuacjach. Zapewniają one stabilne utrzymanie kaniul, a ich innowacyjna konstrukcja umożliwia precyzyjne i dokładne dopasowanie, zapobiegając tym samym niepożądanym i uciążliwym objawom wynikającym ze źle dopasowanych ortez. Szeroka gama ortez infuzyjnych Chrisofix® oferuje wysokiej jakości rozwiązania zarówno w opiece szpitalnej, jak i ambulatoryjnej.

Szyna infuzyjna dla niemowląt i małych dzieci - REF_40

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zalecana do czasowego unieruchomienia nadgarstka w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu wlewu dożylnego. Rekomendowane uzupełnienie stabilizacji za pomocą opatrunku lub bandaża. Produkt zalecany również do stosowania u dzieci.



		PREMIUM	SHELL	POWŁOKA DO DEZYNFEKCJI
Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXS (dziecięcy mały)	11 cm	401 114 101	401 114 141	401 012 141
XXS (dziecięcy duży)	17.5 cm	402 114 101	402 114 141	402 012 141
XS (bardzo mały)	22 cm	403 114 101	403 114 141	403 012 141



Szyna infuzyjna dla dorosłych - REF_66

PREMIUM

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zalecana do tymczasowego unieruchomienia nadgarstka w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu wlewu dożylnego. Rekomendowane jest uzupełnienie stabilizacji poprzez zastosowanie bandaża.



Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny
S (mały)	24.5 cm	664 111 101

Szyna do dializy - REF_61

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zalecana do tymczasowego unieruchomienia nadgarstka i łokcia w celu zapewnienia niezakłóconego przepływu podczas dializy. Rekomendowane jest uzupełnienie stabilizacji poprzez zastosowanie bandaża.




Rozmiar	Długość szyny	POWŁOKA DO DEZYNFEKCJI	SHELL
		REF / Numer referencyjny	REF / Numer referencyjny
XXS (children large)	45 x 18 cm	612 317 141	612 117 141
S (mały)	53 x 20 cm	614 317 141	614 117 141
M (medium)	53 x 24 cm	616 317 141	616 117 141

Szyna do infuzji tętniczej - REF_62

SHELL

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zalecana do tymczasowego unieruchomienia nadgarstka w celu zapewnienia niezakłóconego przepływu w przypadku kaniulacji tętniczej. Rekomendowane jest uzupełnienie stabilizacji poprzez zastosowanie bandaża.



Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny
S (mały)	33 cm	624 117 141

Szyna na łokieć - infuzja dożylna - REF_63

SHELL

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zalecana do tymczasowego unieruchomienia stawu łokciowego w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu wlewu dożylnego. Rekomendowane jest uzupełnienie stabilizacji poprzez zastosowanie bandaża.



Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny
M (średni)	34.5 cm	636 117 141

Szyna do kaniuli tętniczej promieniowej - REF_67

PREMIUM FORTE

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Szyna do kaniulacji tętnicy promieniowej.



Rozmiar	Długość dłoni	REF / Numer referencyjny
M (średni)	8 cm <	676 111 181



Ortezy klatki piersiowej na kontuzje/złamania żeber

REF_60



Rozmiar	Wymiary	REF / Numer referencyjny
S (mały)	12 x 17 cm	604 226 104
L (duży)	17 x 17 cm	608 226 104

Co powinniśmy wiedzieć o złamaniach żeber i stłuczeniach klatki piersiowej?

Stłuczenia klatki piersiowej lub złamania żeber mogą wystąpić w wyniku wypadków samochodowych, upadków bądź aktywności fizycznej. Tego typu urazy wymagają konsultacji lekarskiej, a w niektórych przypadkach – hospitalizacji. Stłuczenia klatki piersiowej oraz złamania żeber wiążą się z dolegliwościami bólowymi, które nasilają się podczas oddychania. Zakres nasilenia objawów oraz potencjalnych powikłań może być bardzo zróżnicowany. Biorąc pod uwagę, że człowiek wykonuje ponad 20 000 oddechów dziennie, łatwo wyobrazić sobie, jak bardzo uciążliwe i bolesne są te schorzenia. Zmniejszenie dolegliwości bólowych nie tylko łagodzi objawy i poprawia komfort pacjenta, ale również wspiera prawidłową wentylację płuc.

Kto najczęściej doznaje złamań żeber lub stłuczeń klatki piersiowej?

Tak jak wyżej zostało wspomniane stłuczenia klatki piersiowej lub złamania żeber mogą wystąpić w wyniku wypadków samochodowych, upadków lub aktywności fizycznej. W związku z tym żadna grupa wiekowa nie jest całkowicie wolna od ryzyka wystąpienia tego typu urazów. U małych dzieci, ze względu na większą „elastyczność” klatki piersiowej, stłuczenia występują częściej niż złamania żeber — w porównaniu do innych grup wiekowych.




Co możemy zrobić? Jak działa orteza żeber firmy Chrisofix®?

W przypadku stłuczeń klatki piersiowej lub złamań żeber, kaszel, kichanie lub jakikolwiek wysiłek fizyczny mogą wywoływać silny ból, przez co codzienne czynności stają się wyjątkowo uciążliwe. Nie wspominając już o bólu spoczynkowym oraz dolegliwościach bólowych towarzyszących każdemu oddechowi. W zależności od rodzaju, stopnia nasilenia oraz ewentualnych powikłań urazu (np. krwawienie, zakażenie), leczenie może przebiegać różnie, jednak u większości pacjentów nie ma konieczności przeprowadzania interwencji chirurgicznej. Podstawą leczenia zachowawczego (czyli bezoperacyjnego) jest zmniejszenie bólu oraz zapewnienie odpowiedniej głębokości oddechu, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej wentylacji płuc.

Pacjenci często próbują zmniejszyć dolegliwości, leżąc na stronie urazowej lub uciskając bolesne miejsce dłonią. Rozwiązania te jednak nie są ani wygodne, ani możliwe do utrzymania przez dłuższy czas. Znacznie skuteczniejszym i bardziej komfortowym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednio dobranych szyn żeberowych Chrisofix® w połączeniu z leczeniem przeciwbólowym.

Jak długo należy nosić ortezę żeber firmy Chrisofix®?

Czas noszenia szyny uzależniony jest od rodzaju i stopnia nasilenia urazu oraz od długości utrzymywania się objawów. Najsilniejsze dolegliwości bólowe występują zazwyczaj w pierwszych tygodniach po urazie — dotyczy to zarówno złamań żeber, jak i stłuczeń klatki piersiowej. Po tym okresie zwykle obserwuje się stopniowe zmniejszenie nasilenia objawów, jednak w niektórych przypadkach całkowite ustąpienie bólu może zająć nawet kilka miesięcy. W tym czasie należy zadbać o skuteczne łagodzenie bólu oraz stabilizację, która umożliwi im wykonywanie wystarczająco głębokich oddechów, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania powikłaniom oddechowym i prawidłowej wentylacji płuc. Orteza żeber Chrisofix® stanowi istotne wsparcie w tym procesie.



Dlaczego warto zastosować ortezę żeber marki Chrisofix®?

Pacjenci często próbują łagodzić ból poprzez uciskanie bolesnego miejsca dłonią, leżenie na stronie urazowej lub używanie pasów uciskowych. Opatentowana orteza żeber firmy Chrisofix®, imituje właśnie ten „ucisk dłoni”. Noszenie szyny Chrisofix® ogranicza ruchomość żeber, co prowadzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych. Mniejszy ból pozwala pacjentowi na wykonywanie odpowiednio głębokich oddechów, co sprzyja prawidłowej wentylacji płuc. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu hospitalizacji, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań oraz ograniczenie stosowania leków przeciwbólowych.

Kolejną zaletą szyny Chrisofix® jest przezroczystość dla promieniowania rentgenowskiego. Dzięki temu możliwe jest wykonanie badania z zakresu obrazowania medycznego urazów, bez konieczności zdejmowania szyny. Szyna jest również wodoodporna, co umożliwia pacjentowi korzystanie z prysznica i znacznie poprawia komfort codziennej higieny. Dodatkowo, szyna może być noszona przez około tydzień bez konieczności zmiany, dzięki czemu efektywnie łagodzi ból przez cały ten czas.

Szyny pierwszej pomocy



W przypadku nagłej sytuacji najważniejsze jest unieruchomienie urazowej kończyny. Do urazu może dojść podczas aktywności sportowej, w wyniku wykonywania codziennych czynności lub wypadków samochodowych. Unieruchomienie kończyny przy wykonywaniu podstawowej pierwszej pomocy ma kluczowe znaczenie w początkowej fazie zdarzenia, jak również w opiece ambulatoryjnej i szpitalnej.


Szyny stosowane w takich przypadkach muszą spełniać wiele istotnych kryteriów. Powinny zapewniać precyzyjne dopasowanie, szerokie możliwości zastosowania oraz odpowiedni poziom stabilizacji. W profesjonalnych zastosowaniach istotna jest również możliwość wielokrotnego użycia i dezynfekcji. Szeroki wybór szyn do pierwszej pomocy firmy Chrisofix® spełnia wszystkie te wymagania na wysokim poziomie.

Szyna usztywniająca pierwszej pomocy - REF_04

POWŁOKA DO DEZYNFEKCJI

WSKAZANIA DO UŻYCIA

Zalecana do zastosowania w sytuacjach pierwszej pomocy w celu tymczasowego unieruchomienia urazów stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, ręki, kolana, podudzia, stawu skokowego lub stopy. Rekomendowane jest uzupełnienie stabilizacji poprzez zastosowanie bandaża.



Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny
S (mały)	90 x 11 cm	044 022 101
M (średni)	90 x 19 cm	046 022 101



Nakładki z możliwością dezynfekcji

Rdzeń z karbowanego aluminium, osadzony w piance polietylenowej i obustronnie pokryty folią polietylenową. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko mycie, ale również dezynfekcję produktów, co czyni je odpowiednimi do stosowania u wielu pacjentów. Dostarczane są bez pasków mocujących.

Orteza nadgarstka - REF_70 - Z WKŁADKĄ




Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny
XS (bardzo mały)	6 - 6.9 cm	703 317 136
S (mały)	7 - 7.9 cm	704 318 136
M (średni)	8 - 9 cm	706 318 136

Uniwersalna orteza spoczynkowa na nadgarstek i rękę - REF_71 - Z WKŁADKĄ




Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny
XS (bardzo mały)	5.5 - 6 cm	713 317 136
S (mały)	6 - 8 cm	714 318 136
M (średni)	8 - 9 cm	716 318 136

Orteza na niedowład (nadgarstek, ręka, kciuk) - REF_73-74 - Z WKŁADKĄ



Rozmiar	Szerokość dłoni	REF / Numer referencyjny	
		Prawa	Lewa
XS (bardzo mały)	< 6 cm	733 317 139	743 317 139
S (mały)	6 - 8 cm	734 318 139	744 318 139
M (średni)	8 - 9 cm	736 318 139	746 318 139

Uniwersalna szyna na łokieć 90° - REF_79 - Z WKŁADKĄ




Rozmiar	Łokieć - podstawa palców	REF / Numer referencyjny
XS (bardzo mały)	22 - 26 cm	793 318 139
S (mały)	26 - 30 cm	794 318 139
M (średni)	30 - 34 cm	796 318 139

Uniwersalna orteza spoczynkowa na stopę i kostkę - REF_75



Rozmiar	Długość nogi	REF / Numer referencyjny
XS (bardzo mały)	20 - 22 cm	753 317 145
S (mały)	23 - 24.5 cm	754 318 145
M (średni)	25 - 27.5 cm	756 318 145

Uniwersalna orteza spoczynkowa na kolano - REF_76



Rozmiar	Długość szyny	REF / Numer referencyjny
XS (bardzo mały)	50 cm	763 317 145
S (mały)	56 cm	764 318 145
M (średni)	67 cm	766 318 145

DYSTRYBUTOR:

Immo - medical Sp. z o.o.

ul. Grochowska 28A,
60-277 Poznań, Polska

Tel.: +48 61 866 5000
Tel.: +48 606 497 417
Tel.: +48 696 844 377
biuro@immo-medical.pl
www.immo-medical.com

Chrisofix Hungary Kft.

Grassalkovich út 272-274.
1239 Budapest,
Hungary

Tel.: +36 1 287 10 56
office@chrisofix.com
www.chrisofix.com/hu

Chrisofix AG

Püntenstrasse 35,
8185 Winkel,
Switzerland

Tel.: +41 52 670 1160
hello@chrisofix.ch
www.chrisofix.com